

# こんなことはありませんか？



最近、仕事・部活・育児が忙しくて、  
歯みがきに時間を割けない…

朝は忙しくて、しっかり歯みがき  
する時間がとれない…



歯医者さんで教えてもらった時はできた  
けど、家では同じように磨けない…


飲んで帰ってきた日は  
歯みがきが面倒くさくて…



年をとってきたせいか、しっかり握れなくて  
ブラシを細かく動かせない…

## ruscello B-30 / P-30 Grappo グラッポ

**B-30**  
Basic



むし歯予防、歯肉炎の予防に。

ルシェロ歯ブラシB-30 グラッポ

クリアレッド/クリアパープル/クリアブルー/  
クリアグリーン/クリアイエロー

希望患者価格●1本=¥340(税込)



クリア  
レッド


クリア  
パープル

クリア  
ブルー

クリア  
グリーン

クリア  
イエロー

**P-30**  
Perio



歯周病の予防・対策、  
歯周治療後のメンテナンスに。

ルシェロ歯ブラシP-30 グラッポ

ネイビーブルー/ブルー/ピンク/レッド/イエロー

希望患者価格●1本=¥340(税込)



ネイビー  
ブルー

ブルー

ピンク

レッド

イエロー

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

※掲載内容および掲載価格は、2012年2月現在のものです。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

お客様窓口 ☎0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

PA075E1201

株式会社 ジーシー

短時間で効率よく歯面全体を磨く歯ブラシ

ruscello グラッポ Grappo  
ルシェロ歯ブラシ B-30 / P-30 グラッポ

グラッポ  
**Grappo**で歯みがきをサポート!



# 短時間で・効率よく・歯面全体を磨く歯ブラシ!

短時間で!

大きなストロークで  
短時間にプラークが落とせる

ヘッドの長さは、日本人の歯の大きさの平均\*を目安に約2~3歯分の長さの24mmに設計。小刻みに動かさなくても、大きなストロークで効率よく磨けます。



歯面  
全体の

ヘッドの幅が広いから歯面全体の  
プラークがいききに落とせる

ヘッドの幅は、日本人の歯の大きさの平均\*を目安に、上下の歯を合わせた長さの13mmに設計。ブラシの角度を気にせず、上下の歯を同時に効率よく磨けます。



上下の歯を  
同時に磨ける!

効率  
よく!

密でランダムな植毛により  
効率よくプラークが落とせる

限られたスペースの中により多くの毛束を密にランダムに植毛することで歯面に効率よく毛先があたりプラークを落とせます。



毛束を直線に配置

歯ブラシ (ピセラ)

毛束をランダムに密に配置

グラッポ



外側の毛がやわらかいので  
歯肉にやさしい

外側の毛は、ブラシ圧で毛先が広がっても歯肉にやさしい、やわらかい毛を採用しています。



13mm

24mm

毛のかたさ:  
ふつう (7mil)

毛のかたさ:  
やわらかい (6mil)

1mil=0.0254mm



サイドのラバーグリップが手にフィットし、  
しっかり安定して握れる



持ちやすい  
ルシェロカーブ

親指を置きやすい  
弓型デザイン

サイドの  
ラバーグリップ  
が滑りを防止

握りやすい  
ためのハンドル

ハンドルは、握りやすいための形状に加え、サイドのラバーグリップが手にフィットし安定してしっかり握れます。



滑り止めとして、また、お口の中でブラシの向きが分かるように突起をつけています

使用後は丁寧に洗いましょう。



歯みがき後は、ブラシの毛が密なため、歯ブラシを丁寧に洗ってください。

歯科医院で定期的なケアを!

毎日の歯みがきだけでなく、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアを受けましょう。